

EEG Stuhl – Firma Borcard



ABMESSUNGEN	
Gesamtlänge im Grundzustand	910 mm
Gesamtlänge beim Liegen	1610 mm
Gesamtbreite	685 mm
Mindesthöhe des Sitzteils	490 mm
Maximaler Hub der Höheneinstellung	255 mm
HYDRAULISCHE HÖBENEINSTELLUNG	
Einstellwinkel des Rückenteils	12°–70°
Einstellwinkel des Fussteils	12°–90°
Einstellwinkel der Armlehnen	25°, 0°, 25°, 90°
MAXIMALE BELASTUNG	
Zulässiges Patientengewicht	150 kg
Farbe:	
Aprikot, Beldig, Creme	Ohne Aufpreis
Schwarz / Weiß	Mit Aufpreis

Modell

SLA-AX Fahrgestell mit großen Vorderrädern

SLA-CX Fahrgestell mit schwenkbaren Vorderräder

SLA-DX Chassis mit einem Lift der vorderen Schwenkräder

SLA-IX Chassis zu heben die Vorderräder und große Hilfe bei der Durchführung

SLA-JX Chassis mit einem Lift der vorderen Schwenkräder und Unterstützung bei der Durchführung