

Klare Formen visualisieren und unterstützen die Bedienung.

Die Armauflagen sind auch in der Liegeposition erreichbar und lassen sich für den seitlichen Einstieg weit abschnwenken.

Wenn keine Mobilität gebraucht wird, gibt es **carryLine**

auch als Standversion (**fix**, diese Seite). Sämtliche

Funktionen bzw. Ausstattungen bis hin zur elektro-

mechanischen Synchronverstellung des Oberteils können

auch bei dieser Liege kombiniert werden. **carryLine fix**

besitzt im Gegensatz zu den mobilen Varianten eine um

100° abschnwenkbare Kopfstütze, die sich in jeder Position

arretieren läßt, so daß die Liege auch für Untersuchungen

im Kopfbereich (z.B. EEG) geeignet ist. Die Synchronverstellung

der Liegefläche kann von hinten manuell über einen

Trittbügel oder seitlich betätigt werden (Art.Nr. 4870000).

Diese Funktion kann auch über einen Elektromotor

ausgeführt werden (Art.Nr. 4873000).



Abb. zeigt Liege
Art.Nr. 4870000

carryLine Fahrbare Liege, Patiententransportliege, Variationsliege, EEG-Liege, Ruheliege

mobil

mobil hv

cross

fix



carryLine mobil

Das Liegenkonzept carryLine ist ganz auf die harten Anforderungen des Einsatzes in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ausgerichtet. Funktionalität, Design und Qualität sind ohne Kompromisse – sinnvolle Details, ein umfassendes Zubehör-Programm und innovative Funktionen sind eine spürbare Erleichterung im Alltag. carryLine mobil wurde vom Designcenter Stuttgart für innovatives Design ausgezeichnet (Int. Designpreis in Gold).

Abb. zeigt Liege Art.Nr. 4870200
und Zubehör gepolsterte
Armauflagen Art.Nr. 4877603
Nackenrolle Art.Nr. 1446900

Design: Matthias Ebert, Stuttgart





Basis der **carryLine**-Modelle ist ein massiver Stahlrahmen, in dem alle mechanischen und beweglichen Teile solide und leichtgängig gelagert sind. Die Rückenlehne mit anatomischer Formgebung und Seitenhalt lässt sich synchron mit dem Beinpolster über eine Sicherheitsgasfeder in die Ruheposition bringen. Bei den Modellen 4870300, 4870500, 4873300 und 4875500 wird diese Funktion von einem Elektromotor ausgeführt, der im mobilen Betrieb von einem Akku gespeist wird. Die automatische Stufenlagerung der Liegefläche (um 10°) bietet eine entspannte Liegeposition, verhindert ein Abrutschen des Patienten und bewirkt eine Entlastung der Knie. Hygienische Gesichtspunkte sind durch abnehmbare Sitzpolster, eine flächige Formgebung und die Qualität der Bezugsmaterialien berücksichtigt. Ein vielfältiges und variables Zubehörprogramm (siehe letzte Seite) und 2 Varianten von Fußstützen komplettieren die **carryLine**-Modellreihe für spezielle Einsatzmöglichkeiten. ➔



Abb. zeigt Liege Art.Nr. 4870300 mit elektromechanischer Verstellung und Zubehör gepolsterte Armauflagen Art.Nr. 4877603 Nackenrolle Art.Nr. 1446900

carryLine mobil hv (höhenverstellbar)



Das Wadenbrett der **carryLine**-Modelle läßt sich separat, ohne Betätigung der Synchronverstellung, über eine 7-stufige Rasterung in die Horizontale ausschwenken. Die Modelle Art.Nr 4870400, 4870500, 4874400 und 4875500 verfügen über eine am Wadenbrett integrierte Fußstütze. Sie ist in der Länge verstellbar und abnehmbar und bietet – angepasst an die Körpergröße des Patienten – in jeder Position der Liege eine angenehme und sichere Auflage der Füße. Bei der Version mit integrierter Fußstütze entfällt die 7-stufige Rasterung des Wadenbretts. Eine zweite, aber rahmenfeste Fußauflage ist als Zubehör (Art. Nr. 4879923) erhältlich, nicht bei Modellen mit integrierter Fußstütze und **carryLine fix**. Sie senkt sich beim Auftreten (z.B. beim Ein- und Ausstieg) ab und sichert die Liege bei Belastung gegen Kippen. Bei Nichtgebrauch kann sie unter die Liege geschwenkt werden. Der gummierte Schiebebügel lässt eine Vielzahl von Handstellungen zu – für große und kleine Personen. Auch in der Liegestellung wird eine leichtgängige und präzise Manövrierbarkeit durch die Kombination aus 300 mm Scheibenräder (vorne) und 125 mm Lenkrollen mit Totalfeststeller (hinten) erreicht.



carryLine-Liegen haben eine niedrige Sitzhöhe und ein Wadenbrett mit Negativneigung für ein bequemes Ein- und Aussteigen. Bei der höhenverstellbaren Variante **carryLine mobil hv** (diese Doppelseite) erfolgt die Sitzhöhenverstellung (52 cm bis 72 cm) stufenlos über eine Hydraulikpumpe mit beidseits angebrachten Pumphebeln. Sie erleichtert den Patiententransfer vom Bett in die Liege. ➔

Die großen Abb. zeigen
Liege Art.Nr. 4872200
und Zubehör
gepolsterte Armauflagen
Art.Nr. 4877603
Nackenrolle
Art.Nr. 1446900

carryLine cross (mit und ohne Höhenverstellung)



Das Fahrwerk der Liege **carryLine cross** ist auf engem Raum sehr beweglich. Die beiden vorderen Doppelrollen lassen sich in Fahrtrichtung feststellen, um einen guten Geradeauslauf zu erreichen. Alle 4 Rollen haben einen Durchmesser von 125 mm und einen Totalfeststeller.

Wie alle **carryLine** Liegen ist das Modell **cross** synchron verstellbar – manuell oder mit elektromotorischer Unterstützung. Verschiedene Rückenlehnen können wahlweise kombiniert werden, um die Liege für den individuellen Einsatzzweck zu optimieren: Die einteilige Rückenlehne mit Schubbügel (oben links, Art. Nr. 4880200), die kürzere Rückenlehne mit zylindrischer um 25 cm ausziehbarer und abnehmbarer Nackenrolle (Art. Nr. 4880401, o. mitte), bzw. die zweiteilige Rückenlehne, deren oberer Bereich sich um ca. 100° nach hinten abklappen lässt (Art. Nr. 4880202).



Abb. zeigt Liege
Art.Nr. 4880202
mit nicht höhen-
verstellbarem
Fahrwerk

Zubehör



Abb. zeigt Liege
Art.Nr. 4880401
mit hydraulisch
höhenverstellbarem
Fahrwerk

Nackenrolle einfach Art.Nr. 1446900
Nackenrolle mit Seitenführung (ohne Abb.) Art.Nr. 4867303
gepolsterte **Armauflagen** Art.Nr. 4877603

Oberkörper-**Stützpolster** beidseitig, abnehmbar Art.Nr. 4303301
Oberschenkel-**Stützpolster** beidseitig, abnehmbar Art.Nr. 4303302
Beckengurt Art.Nr. 4303205

Der große und stabile **Patiententisch** aus Buchenschichtholz wird
mit Klemmvorrichtungen arretiert und liegt auf den Armlehnen auf
für Standardarmauflagen Art.Nr. 4302204
für gepolsterte Armauflagen Art.Nr. 4302206

Der **Infusionsständer** wird in den hinteren Rahmenbogen eingeschoben und arretiert. Art.Nr. 4303203
Ablagekorb Art.Nr. 4303204

Blutabnahmesystem, bestehend aus: 1 Paar Normschiene Art.Nr. 4870100
1 Haltekloben Art.Nr. 4871400, 1 Blutabnahme-Armauflage Art.Nr. 4301100
Passend für alle carryLine-Liegenmodelle
Fußauflage schwenk- und absenkbar Art.Nr. 4879923
(nicht möglich bei Modellen mit integrierter Fußstütze, carryLine cross und carryLine fix)

